


Mascherina Storello Laser

TECNOLOGIA LASER
nella fase di taglio:
forme perfette
e anti-sfilciamento



LATO INTERNO
in tessuto sanificato
all'origine dal tessitore

LATO ESTERNO
in tessuto impermeabile
resistente 30 lavaggi in lavatrice

PRODOTTO E TECNOLOGIA

A seguito delle richieste dei farmacisti del nostro territorio, abbiamo realizzato una nuova mascherina per uso civile.

La maschera è realizzata in tessuto a triplo strato: lo strato più interno è realizzato in tessuto sanificato all'origine dal tessitore, lo strato esterno in tessuto impermeabile resistente per 30 lavaggi. Le tecnologie laser impiegate nella fase di taglio e la cura sartoriale distintiva della fase di cucitura forniscono una mascherina robusta e ben rifinita.

NOTE LEGALI

La maschera Storello è priva di marcatura CE in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e indicazioni della circolare 0003572-P-18/03/2020 del Ministero della Salute ed è prodotta esclusivamente per il periodo di emergenza. Non è utilizzabile durante il servizio da operatori sanitari né altri lavoratori per i quali sia prescritto l'uso di dispositivi specifici.

CONSIGLI PER L'USO

La maschera è dotata di due elastici. Si consiglia di infilare la testa all'interno di entrambi gli elastici, e posizionarne uno sulla parte alta della nuca, passando sopra le orecchie e l'altro nella parte bassa della nuca, passando sotto i lobi delle orecchie, come da immagine. Contenzionalmente, si raccomanda di calzare bene la maschera avendo cura di coprire bene naso e mento.

Per una tenuta ottimale del tessuto tristrato, si raccomanda di lavare come da indicazioni sulla confezione e di non utilizzare ammorbidente, che potrebbe minare l'efficacia dello strato impermeabile. La maschera può essere stirata, ma i materiali tecnici utilizzati conferiscono comunque un buon mantenimento della forma e una buona aderenza anche senza stiro.

